

**Vztažné hodnoty PT/MB/1/2023 (PT41) Mikrobiologický rozbor pitné a povrchové vody**

Ukazatel	Jednotka	Vztažná hodnota	Minimum	Maximum
Escherichia coli ČSN EN ISO 9308-1	[KTJ/10 ml]	2	0	4
Escherichia coli ČSN EN ISO 9308-2	[MPN/10ml]	2,0	0,0	4,0
Escherichia coli ČSN 75 7835	[KTJ/10 ml]	1	0	2
Koliformní bak. ČSN EN ISO 9308-1	[KTJ/10 ml]	19	5	33
Koliformní bakterie ČSN EN ISO 9308-2	[MPN/10ml]	6,7	2,9	10,5
Koliformní bakterie ČSN 75 7837	[KTJ/10 ml]	9	3	15
Term. (fek.) kolif. bak. ČSN 75 7835	[KTJ/10 ml]	2	0	4
Enterokoky ČSN EN ISO 7899-2	[KTJ/10 ml]	23	10	36
Sulfitredukující klostridia ČSN EN 26461-2	[KTJ/10 ml]	34	10	58
Clostr. perf. (včetně spor) Příloha č. 6	[KTJ/10 ml]	13	6	20
Clostridium perfringens (včetně spor) ČSN EN ISO 14189	[KTJ/10 ml]	19	9	29
Mezofilní bakterie ČSN 75 7841	[KTJ/1ml]	7	4	10
Psychrofilní bakterie ČSN 75 7842	[KTJ/1ml]	119	36	202
Počty kol. při 36 °C ČSN EN ISO 6222	[KTJ/1ml]	18	5	31
Počty kol. při 22 °C ČSN EN ISO 6222	[KTJ/1ml]	252	80	424
Pseudomonas aeruginosa ČSN EN ISO 16 266	[KTJ/10 ml]	12	6	18
Staphylococcus aureus ČSN EN ISO 6888-1	[KTJ/10 ml]	10	4	16
Legionella spp. ČSN EN SO 11 731	[KTJ/10 ml]	40	20	60
Salmonella spp. ČSN ISO 19250*	[Neg/Pos]			

Minimum a maximum - minimální a maximální hodnota ukazatele pro udělení Osvědčení o účasti v PT

Datum: 9.6.2023

Zpracovala: Alena Nižnanská

\* Laboraře obdrží potvrzení o účasti.