



Vztažné hodnoty PT/CHA/8/2023 (PT32)

Vybrané ukazatele jakosti odpadní vody ZCHR

Ukazatel	Jednotka	Vztažná hodnota	Minimum	Maximum
Konduktivita	[mS/m]	93,0	83,7	102,3
Dusičnanový dusík	[mg/l]	9,5	8,1	10,9
Chloridy	[mg/l]	107,7	96,9	118,5
Sírany	[mg/l]	144	122	166
Vápník	[mg/l]	86,7	78,0	95,4
Hořčík	[mg/l]	23,7	19,0	28,4
pH	[-]	7,7	7,5	7,9
BSK-5	[mg/l]	28,0	21,0	35,0
CHSK-Cr	[mg/l]	130	104	156
Amoniakální dusík	[mg/l]	6,0	4,8	7,2
Dusitanový dusík	[mg/l]	0,95	0,76	1,14
Anorganický dusík	[mg/l]	12,0	9,6	14,4
Organický dusík	[mg/l]	10,0	8,0	12,0
Celkový dusík	[mg/l]	17,0	13,6	20,4
Celkový fosfor	[mg/l]	2,60	2,08	3,12
Fluoridy	[mg/l]	3,2	2,4	4,0
Celkové kyanidy	[mg/l]	0,90	0,72	1,08
Fenoly	[mg/l]	0,65	0,52	0,78
Aniontové tenzidy	[mg/l]	1,50	1,20	1,80
TOC	[mg/l]	23,0	18,4	27,6
Rozpuštěné látky sušené	[mg/l]	620	527	713
Rozpuštěné látky žíhané	[mg/l]	530	451	610
Nerozpuštěné látky sušené	[mg/l]	400	340	460
Nerozpuštěné látky žíhané	[mg/l]	240	204	276
Neiontové tenzidy	[mg/l]	3,3	2,6	4,0
Sulfidy	[mg/l]	5,9	4,4	7,4

Minimum a maximum - minimální a maximální hodnota ukazatele pro udělení Osvědčení o účasti v PT

Datum: 22.11.2023

Zpracovala : Alena Nižnanská