

**Vztažné hodnoty PT/OVZ/3/2025 (PT11)****Stanovení TOL v ovzduší**

Ukazatel	Jednotka	Vztažná hodnota	Minimum	Maximum
Benzen	[µg/vzorek]	16,2	11,3	21,1
Ethylbenzen	[µg/vzorek]	24,5	17,2	31,9
o-Xylen	[µg/vzorek]	23,7	16,6	30,8
p-Xylen	[µg/vzorek]	17,9	12,5	23,3
Tetrachlorethen	[µg/vzorek]	26,2	18,3	34,1
Toluen	[µg/vzorek]	18,7	13,1	24,3
Trichlorethen	[µg/vzorek]	33,5	23,5	43,6

Minimum a maximum - minimální a maximální hodnota ukazatele pro udělení Osvědčení o účasti v PT

Datum: 14.5.2025

Zpracovala: Alena Nižnanská