

	CSlab spol. s r.o. Bavorská 856/14, Praha 5 – Stodůlky PSČ: 155 00	e-mail: cslab@cslab.cz tel: 777 970 693 http://www.cslab.cz	 Z 7003
Označení PT:	PT/CHA/2/2026 (akreditovaný jako PT31 a PT32) Vybrané ukazatele jakosti pitné, povrchové a odpadní vody - speciální anorganická a organická analýza		
Matrice:	Voda na koncentrační úrovni surové, balené, pitné, podzemní, povrchové a odpadní vody		
Ukazatele:	Kovy, NEL, EL, uhlovodíky C₁₀ až C₄₀, organochlorové pesticidy (OCP), dusíkaté pesticidy, metabolity pesticidů ESA a OA, PCB		
Termín a místo:	únor - květen 2026, Praha, Brno a Ostrava		
Informace k PT:	Vážené kolegyně a kolegové, zasíláme Vám informace a přihlášku ke zkoušení způsobilosti v oblasti speciální analýzy vod, pořádaného CSlab spol. s r.o. v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, nařízení vlády č. 401/2015, vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 328/2018, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., č. 448/2017 Sb. a č. 256/2023 Sb. , vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., č. 70/2018 Sb. a č. 371/2023 Sb. (všechny výše citované předpisy v platném znění). Úspěšnost laboratoří hodnotíme pomocí Z-skóre.		
Označení činnosti, které CSlab zajistí subdodavatelsky (rozsah subdodávky): Příprava položek zkoušky způsobilosti			
Ukazatele:	Speciální anorganická analýza: 1. stanovení Ag, Al, As, Ba, Be, Pb, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Se, Sb, V, Zn, Hg na koncentrační úrovni pitných a povrchových vod, 2. stanovení Ag, Al, As, Ba, Be, Pb, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Se, Sb, V, Zn, Hg na koncentrační úrovni odpadních vod. Speciální organická analýza: 3. nepolární extrahovatelné látky (NEL) na koncentrační úrovni pitných a povrchových vod (NEL - PV), <i>(Upozornění: Tento ukazatel bude zařazen do PT zase na jaře 2027).</i> 4. nepolární extrahovatelné látky (NEL) a extrahovatelné látky (EL) infračervenou spektrometrií na koncentrační úrovni odpadních vod (stanovení NEL IČ a EL IČ), 5. uhlovodíky C ₁₀ až C ₄₀ na koncentrační úrovni pitných a povrchových vod, 6. uhlovodíky C ₁₀ až C ₄₀ na koncentrační úrovni odpadních vod, 7. extrahovatelné látky (EL) na koncentrační úrovni odpadních vod gravimetricky (stanovení EL gravimetricky), 8. organochlorové pesticidy (OCP) na koncentrační úrovni pitných a povrchových vod, 9. dusíkaté pesticidy na koncentrační úrovni pitných a povrchových vod, 10. metabolity pesticidů ESA a OA na koncentrační úrovni pitných a povrchových vod, 11. polychlorované bifenylly (PCB) na koncentrační úrovni pitných a povrchových vod, 12. polychlorované bifenylly (PCB) na koncentrační úrovni odpadních vod. <i>(Upozornění: Stanovení farmak, glyfosátu a AMPA, bisfenolu A bude zařazeno do PT zase na jaře 2027).</i>		
Odeslání přihlášky:	Vyplněnou přihlášku k PT/CHA/2/2026 odešlete na adresu CSlab spol. s r.o., Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5, do 16. 2. 2026 poštou nebo e-mailem (objednavky@cslab.cz – objednávku, prosíme, zašlete v excelu, chcete-li i podepsanou v pdf). Přihlášku lze získat i na adrese http://www.cslab.cz . Poznámka: Registrační číslo, pokud ho nevíte, v přihlášce nevyplňujte, bude Vám přiděleno při předání vzorku. <i>V případě, že si chcete objednat dva vzorky pro jeden ukazatel (pro kontrolu Vašich různých pracovních postupů), vyplňte dvě objednávky (druhé registrační číslo Vám doplníme) - druhou objednávku bez poplatku CSlab).</i>		

Platba za vzorky:	Účastníci uhradí náklady spojené s přípravou vzorků a organizací PT podle ceníku uvedeného v těchto informacích a v přihlášce. Platba bude provedena prostřednictvím faktury, která vám bude zaslána CSlab spol. s r.o. po vydání vzorků.			
Předání vzorků:	Podle Vaší objednávky budou vzorky předány dne: 10. 3. 2026 od 9:00 do 12:00 hod. v místě sídla firmy CSlab spol. s r.o., Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 – Stodůlky (budova Mototechny – parkování je na vyhrazeném místě pro hosty) nebo 10. 3. 2026 od 9:00 do 12:00 hod. ve firmě GEOtest Brno, a.s., Šmahova 112, 659 01 Brno nebo 10. 3. 2026 od 9:00 do 12:00 hod. v sídle firmy Vodotech, spol. s r.o. Slavníkovců 21/571, 709 00 Ostrava. Při zaslání poštou, případně kurýrní službou bude k ceně za účast započítáno poštovné a balné (600,- Kč – platí jen pro Slovensko). Telefonické spojení v době vydávání vzorků je +420 777 970 693.			
Zasílání výsledků:	Výsledky zašlete na adresu CSlab spol. s r.o. do 7.4. 2026 poštou nebo e-mailem (protokoly@cslab.cz) . Výsledky došlé po uzávěrce nebudou zahrnuty do hodnocení.			
Předání zpráv a osvědčení:	Účastníci obdrží vyhodnocené výsledky a osvědčení poštou po 18. 5. 2026 . <i>Zaslání zprávy jen e-mailem.</i>			
Ceny vzorků, pořadí ukazatelů, objemy a složení vzorků:				
Speciální anorganická analýza:	Pitná a povrchová voda		Odpadní voda	
	Základní poplatek	1200,- Kč	Základní poplatek	1201,- Kč
	1. Ag	250,- Kč	19. Ag	250,- Kč
	2. Al	130,- Kč	20. Al	130,- Kč
	3. As	130,- Kč	21. As	130,- Kč
	4. Ba	130,- Kč	22. Ba	130,- Kč
	5. Be	130,- Kč	23. Be	130,- Kč
	6. Pb	130,- Kč	24. Pb	130,- Kč
	7. Cd	130,- Kč	25. Cd	130,- Kč
	8. Co	130,- Kč	26. Co	130,- Kč
	9. Cr	130,- Kč	27. Cr	130,- Kč
	10. Cu	130,- Kč	28. Cu	130,- Kč
	11. Fe	130,- Kč	29. Fe	130,- Kč
	12. Mn	130,- Kč	30. Mn	130,- Kč
	13. Ni	130,- Kč	31. Ni	130,- Kč
	14. Se	130,- Kč	32. Se	130,- Kč
	15. Sb	130,- Kč	33. Sb	130,- Kč
	16. V	130,- Kč	34. V	130,- Kč
	17. Zn	130,- Kč	35. Zn	130,- Kč
18. Hg	250,- Kč	36. Hg	250,- Kč	
	Kovy – pitná a povrchová voda Poplatek CSlab je pro vzorky 1 až 18 jednorázově 1200,- Kč. Cena za kov 2 – 17 činí za každý kov 130,- Kč, za Ag 250,- Kč a za Hg 250,- Kč. Vzorek č. 1 Ag – 20 ml vzorkovnice, č. 2 – 17 - jednolitrová vzorkovnice, č. 18 Hg – 20 ml vzorkovnice. K ceně bude připočítána 21 % DPH. Kovy – odpadní voda Poplatek CSlab je pro vzorky 19 až 36 jednorázově 1201,- Kč. Cena za kov 20 – 35 činí za každý kov 130,- Kč, za Ag 250,- Kč a za Hg 250,- Kč. Vzorek č. 19 Ag – 20 ml vzorkovnice, č. 20 – 35 - jednolitrová vzorkovnice, č. 36 Hg – 20 ml vzorkovnice. K ceně bude připočítána 21 % DPH.			

Speciální organická analýza:	Základní poplatek	1300,- Kč
	37. NEL v pitných a povrchových vodách 38. NEL IČ a EL IČ v odpadních vodách 39. Uhlovodíky C ₁₀ až C ₄₀ v pitných a povrchových vodách 40. Uhlovodíky C ₁₀ až C ₄₀ v odpadních vodách 41. EL gravimetricky 42. OCP v pitných a povrchových vodách 43. Dusíkaté pesticidy v pitných a povrchových vodách 44. Metabolity pesticidů ESA a OA v pitných a povrchových vodách 45. PCB v pitných a povrchových vodách 46. PCB v odpadních vodách	900,- Kč 900,- Kč 1200,- Kč 1200,- Kč 600,- Kč 2300,- Kč 2400,- Kč 2500,- Kč 2300,- Kč 2300,- Kč.
Poplatek CSlab je pro vzorky 37 až 46 jednorázově 1300,- Kč. Vzorek č. 37 až 46 vždy jedna vialka. Vzorek č. 42 (OCP) bude obsahovat hexachlorbenzen, heptachlor, lindan, methoxychlor, p,p'-DDT, p,p'-DDE, aldrin, dieldrin, heptachlorepoxid. Vzorek č. 43 (dusíkaté pesticidy) bude obsahovat atrazin, atrazin-desethyl, prometryn, simazin, terbuthylazin, terbuthylazin-desethyl, propazin, hexazinon, acetochlor, alachlor, metazachlor, metolachlor – izomery <i>(směs S-metolachloru CAS 87392-12-9 a metolachloru CAS 51218-45-2),</i> Vzorek č. 44 bude obsahovat acetochlor ESA, acetochlor OA, alachlor ESA, alachlor OA, dimethachlor ESA, dimethachlor OA, metazachlor ESA, metazachlor OA, metolachlor ESA, metolachlor OA, propachlor ESA propachlor OA. Vzorek č. 45 a 46 bude obsahovat kongenery 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180. K ceně bude připočítána 21 % DPH.		

Těšíme se na Vaši spolupráci.

Nižnanská

Ing. Alena Nižnanská
CSlab spol. s r.o.
Koordinátor PT, + 420 777 970 693

Ing. Monika Jankovská
Monitoring, s.r.o.
Odborný garant PT

Přehled termínů PT/CHA/2/2026 (PT31 a PT32)

Odeslání přihlášek..... 16. 2. 2026
Vydávání vzorků Praha, Brno, Ostrava..... 10. 3. 2026
Rozeslání vzorků poštou..... 9. 3. – 13. 3. 2026
Odeslání výsledků 7. 4. 2026
Zveřejnění vztažných hodnot na internetu 4. 5. 2026
Odeslání zpráv.....18. 5. 2026

Předpokládané koncentrační rozmezí v PT/CHA/2/2026

Ukazatel	Jednotka	pitná a povrchová voda	odpadní voda
Ag	µg/l	1 – 200	5 – 500
Al	µg/l	5 – 600	20 – 3 000
As	µg/l	1 – 100	5 – 500
Ba	µg/l	5 – 600	50 – 5 000
Be	µg/l	0,1 – 3	1 – 20
Pb	µg/l	1 – 200	5 – 800
Cd	µg/l	0,2 – 20	1 – 300
Co	µg/l	1 – 200	5 – 800
Cr	µg/l	1 – 150	20 – 1 000
Cu	µg/l	2 – 200	5 – 2 000
Fe	µg/l	2 – 500	50 – 2 000
Mn	µg/l	5 – 600	20 – 2 000
Ni	µg/l	1 – 200	5 – 800
Se	µg/l	0,2 – 100	2 – 400
Sb	µg/l	1 – 100	1 – 300
V	µg/l	1 – 200	5 – 1000
Zn	µg/l	5 – 1000	50 – 5000
Hg	µg/l	0,1 – 3	0,5 – 100
EL gravimetricky	mg/l	-	5 – 30
EL IČ (vzorek č. 38)	mg/l	-	1 – 10
NEL (vzorek č. 37 a 38)	mg/l	0,05 – 0,5	0,5 – 10
Uhlovodíky C ₁₀ – C ₄₀	mg/l	0,1 – 5	0,5 – 10
OCP	ng/l	10 – 500	–
Dusíkaté pesticidy	ng/l	10 – 500	–
Metabolity pesticidů ESA a OA	ng/l	10 – 500	–
PCB	ng/l	5 – 100	30 – 500