

Vztažné hodnoty PT/MB/1/2022 (PT41) Mikrobiologický rozbor pitné a povrchové vody

Ukazatel	Jednotka	Vztažná hodnota	Minimum	Maximum
Escherichia coli ČSN EN ISO 9308-1	[KTJ/10 ml]	21	12	30
Escherichia coli ČSN EN ISO 9308-2	[MPN/10ml]	23,5	15,1	31,9
Escherichia coli ČSN 75 7835	[KTJ/10 ml]	19	10	28
Koliformní bakterie ČSN EN ISO 9308-1	[KTJ/10 ml]	30	15	45
Koliformní bakterie ČSN EN ISO 9308-2	[MPN/10ml]	27,2	15,5	38,9
Koliformní bakterie ČSN 75 7837	[KTJ/10 ml]	29	21	37
Term. (fek.) kolif. bak. ČSN 75 7835	[KTJ/10 ml]	19	10	28
Enterokoky ČSN EN ISO 7899-2	[KTJ/10 ml]	35	25	45
Sulfitredukující klostridia ČSN EN 26461-2	[KTJ/10 ml]	19	10	28
Clostridium perfringens (včetně spor) Příloha č. 6 k Vyhl. 252/2004 Sb.	[KTJ/10 ml]	11	3	19
Clostridium perfringens (včetně spor) ČSN EN ISO 14189	[KTJ/10 ml]	14	8	20
Mezofilní bakterie ČSN 75 7841	[KTJ/1ml]	4	2	6
Psychrofilní bakterie ČSN 75 7842	[KTJ/1ml]	103	43	163
Počty kol. při 36 °C ČSN EN ISO 6222	[KTJ/1ml]	11	2	20
Počty kol. při 22 °C ČSN EN ISO 6222	[KTJ/1ml]	186	61	311
Pseudomonas aeruginosa ČSN EN ISO 16 266	[KTJ/10 ml]	29	19	39
Staphylococcus aureus ČSN EN ISO 6888-1	[KTJ/10 ml]	12	7	17
Legionella spp. ČSN EN SO 11 731*	[KTJ/10 ml]	Výsledky od 10 do 658		

Minimum a maximum - minimální a maximální hodnota ukazatele pro udělení Osvědčení o účasti v PT

Datum: 3.6.2022

Zpracovala: Alena Nižnanská

* Laboraře obdrží potvrzení o účasti.